

Emballer Encart : BeFreeDay – EDOF (Spherical and Toric)

Il est important de lire cette notice avant d'insérer vos lentilles de contact souples. Les informations résument les points importants concernant les lentilles de contact. Consultez votre ophtalmologiste.

Le doux contact lentille est fait depuis un Hydrogel matériel et est pour tous les jours porter.

Important

Veuillez lire attentivement et conserver ces informations pour une utilisation ultérieure. Ce paquet insérer est destiné pour le Professionnel de la vue et l'utilisateur.

Description

Les lentilles de contact souples en hydrogel sont fabriquées avec un matériau hydrophile matériau qui représente la dernière avancée en matière de technologie des lentilles souples. Hydrogel matériels fonctionnalité très purifié monomères, 75% eau contenu, et des caractéristiques d'allongement exceptionnelles - garantissant de faibles niveaux de déformation des lentilles rupture et un niveau élevé de confort d'utilisation.

Quand le matériel est dans c'est hydraté État, le lentille s'adapte à le courbure de l'œil, englobant la cornée et s'étendant légèrement au-delà du limbe formation un transparent optique surface. Le doux hydrophile contact La lentille a une surface arrière sphérique. Les propriétés de la lentille nécessitent qu'elle soit conservé dans un état complètement hydraté dans une solution compatible avec l'œil. Si la lentille sèche dehors, il volonté devenir dur et apparaître quelque peu déformé; cependant, il volonté revenir à sa configuration appropriée lorsqu'il est réhydraté dans le bon stockage solution.

Indications et Résistant Instructions

Ce contact lentille est indiqué pour tous les jours porter pour le correction de Binoculaire Vision Dysfonctionnement. La lentille doit être utilisée au maximum 16 heures par jour et retirée pendant 8 heures ; ne pas l'utiliser pendant le sommeil.

Ces lentilles sont fourni pour célibataire patient utiliser et ne doivent pas être partagés entre les utilisateurs. Ils sont destiné pour périodique régulier prévu remplacement comme instruit par votre E- yecare Professionnel.

Contre-indications

Faire pas utiliser le contact lentilles dans n'importe lequel de le suivant conditions:

- Aigu et subaiguë inflammation ou infection de le antérieur chambre de œil
- N'importe lequel maladie, blessure ou anomalie que affecte le cornée, le conjonctive, ou paupières, ou si les yeux deviennent rouges ou irrités.
- Grave lacrymal sécrétion (sec yeux) ou cornéen hypoesthésie
- N'importe lequel systémique maladie que peut être exagéré par résistant contact lentilles.
- Allergique réactions ou oculaire surfaces ou annexes (environnant tissu) que peut être induit ou exagéré par le port de lentilles de contact ou de lentilles de contact solution.
- N'importe lequel actif cornéen infection (bactérien, fongique, ou viral).
- Utiliser de n'importe lequel médicament que est contre-indiqué ou interfère avec contact lentille porter, y compris les médicaments oculaires.
- incomplet cornéen guérison suivant œil chirurgie.

Avertissements

Toi devrait être informé de le suivant avertissements relatif à contact lentille porter.

- Si le ampoule est endommagé, ouvert ou le paramètres ne peut pas être lire faire pas porter les lentilles de contact – contactez immédiatement votre ophtalmologiste.
- Paramètres de ton contact lentille est pas à être modifié sauf si toi avoir consulté votre professionnel de la vue.
- Le port de lentilles de contact pendant le sommeil augmente le risque d'infection et d'éventuels dommages permanents à la vision.
- Robinet eau, distillé eau, fait maison saline solutions, ou salive devrait PAS être utilisé à n'importe lequel temps avec contact lentilles. Le utiliser de robinet et distillé eau a été associé à la kératite à Acanthamoeba, une infection cornéenne qui est résistant au traitement et à la guérison.
- Des infections, pouvant entraîner des dommages permanents à la vision, peuvent résulter du non-respect strict **des instructions d'utilisation** et des procédures d'entretien des lentilles recommandées. Problèmes relatif à contact lentille porter peut résultat dans sérieux blessure à le œil. Il est impératif que le patient consulte un professionnel de la vue concernant l'utilisation appropriée des lentilles de contact. Un suivi adéquat par un professionnel de la vue est essentiel pour une utilisation sécuritaire des lentilles de contact.
- Œil problèmes, y compris cornéen ulcères peut développer rapidement et plomb à perte de vision.
- En cas de réaction indésirable au port de lentilles de contact, notamment gêne oculaire, larmolement excessif, vision floue ou rougeur oculaire, retirez immédiatement les lentilles . et consulter ton Soins des yeux Consultez un professionnel avant de reprendre l'utilisation des lentilles de contact.
- Contact lentilles sont pas à être stocké dans le lentille cas avec eau ou n'importe lequel non- solution stérile. Utilisez uniquement une solution fraîche pour lentilles de contact souples afin qu'elle ne contaminer le lentilles ou lentille cas. Utiliser de non stérile solution peut plomb à infection grave, perte de vision ou cécité.

Précautions

- Faire pas utiliser salive ou rien autre que le recommandé solutions pour lubrifier ou mouiller les lentilles.
- Seulement utiliser solutions recommandé pour doux contact lentilles.
- Lavez-vous et rincez-vous toujours les mains avant de manipuler les lentilles. Ne mettez pas de produits cosmétiques, lotions, savons, crèmes, déodorants, aérosol produits ou cheveux vaporisateurs dans le yeux ou sur le lentilles. Il est meilleur à mettre sur lentilles avant putting sur se maquiller. Eau- Les cosmétiques à base d'huile sont moins susceptibles d'endommager les lentilles que les produits à base d'huile.
- Chercher conseil depuis ton Œil Soins Professionnel si ton lentille est à être stocké pour étendu périodes.
- Éviter nocif ou irritant vapeurs & fumées alors que résistant lentille de contact .

- Si l'objectif est endommagé, placez la lentille dans votre étui à lentilles de contact et appelez votre ophtalmologiste Professionnel. Ne réinsérez pas l'objectif. Si l'objectif semble intact et apparaît sale, a un cil ou autre étranger corps sur il, soigneusement faire le ménage le lentille, rincez-la et désinfectez-la avant de la réinsérer. Si le problème persiste se produire, retirez les lentilles de contact et consultez votre professionnel de la vue. Remarque : la sécurité et l'efficacité des lentilles de contact dépendent de leur utilisation correcte, comme indiqué par votre ophtalmologiste. De même, si les lentilles de contact doivent être utilisées dans certaines conditions atmosphériques ou environnementales pouvant provoquer une irritation des yeux, il est important de consulter votre ophtalmologiste.

Personnel, Propreté pour Lentille Manutention

Toujours laver, rincer, et sec tes mains soigneusement avant touchant ton lentille. Utilisez un système de nettoyage des lentilles tel que recommandé par votre professionnel de la vue, comme une solution polyvalente ou une solution au peroxyde.

La lentille peut être nettoyée quotidiennement, à l'aide d'un système de nettoyage approuvé, tel que recommandé par votre professionnel de la vue.

Bienveillance pour ton lentille:

Ouverture du flacon

Faire pas utiliser le lentille si le ampoule est endommagé ou le étiquette ne peut pas être lu.

À ouvrir un individuel ampoule

1. Vis le couvercle sur le ampoule où toi volonté trouver un doux contact lentille.
2. Retirer le contact lentille soigneusement et regarder à le lentille suivant le manutention instructions.

Manutention le lentille

Il est recommandé à toujours travail avec le même lentille d'abord à éviter n'importe lequel mélanger- Oups.

Retirer le lentille depuis le cas et examiner à faire bien sûr le lentille est pas ébréché ou il y a des corps étrangers.

Placement le lentille sur le œil

Ton Soins des yeux Professionnel volonté discuter et fournir toi avec un détaillé processus d'insertion des lentilles, mais une procédure suggérée est la suivante :

1. Lieu le lentille sur le conseil de ton index sur ton dominant main, concave côté en haut.
2. Mettre lubrifiant gouttes ou saline dans le lentille avant insertion.
3. Prise ton haut paupière ouvrir avec ton milieu doigt sur ton non dominant main puis la paupière inférieure votre majeur sur l'autre main.
4. Faire bien sûr ton couvercles sont large à part.
5. Lentement apporter le lentille en haut à le œil alors que regarder droit devant et alors doucement lieu le lentille sur le cornée. Faire pas presse le lentille contre ton œil. Relâchez les paupières et clignez doucement des yeux.
6. Répéter ce procédure avec le autre lentille.

Note: Si ton vision est flou après lentille insertions, vérifier le suivant

- La lentille est décentrée. Regardez dans le miroir pour localiser la lentille puis doucement manœuvrer le bord de la lentille décentrée sur la cornée tout en l'oeil est ouvert. Utilisez la pression de votre doigt sur le bord de la partie supérieure ou paupière inférieure jusqu'à ce que la lentille soit centrée.

- Si la lentille est centrée, toi peut retirer la lentille à voir le suivant:

- Le surface est sale.
- La lentille est dans le mauvais œil.

Si l'une des situations ci-dessus se produit, nettoyez la lentille et rincez-la avec une solution saline avant réinsertion il dans le œil. Si ton vision est toujours flou, retirer la lentille, et Consultez votre professionnel de la vue.

Suppression le lentille

- Il est recommandé à toujours retirer le même lentille d'abord.

- laver mains et sec ton mains soigneusement.

- Lieu un serviette dans devant de toi comme ce volonté être utilisé à attraper le contact lentille.

- Lieu le bout du doigt de un main sur ton supérieur paupière.

- Lieu le bout du doigt de ton autre main sur ton inférieur paupière.

- Presse ton paupières vers l'intérieur vers ton nez et alors apporter ton paupières ensemble.

- Le lentille devrait automne dehors sur le serviette.

- Répéter le même procédure pour le autre lentille.

Bienveillance pour ton lentille

Il est important à suivre le lentille soins régime recommandé par ton Œil Soins Professionnel. Vous recevrez un nettoyage recommandé et régime de désinfection. La désinfection par la chaleur n'est pas recommandée.

- Faire pas utiliser robinet eau pour nettoyage et le entretien de ton contact étui à lentilles et lentilles de contact.

- Faire pas utiliser salive ou rien autre que le recommandé soins produits pour nettoyer, rincer et désinfecter, lubrifier ou mouiller vos lentilles.

- Toujours magasin ton contact lentilles complètement immergé dans contact lentille solution lorsque les lentilles ne sont pas utilisées.

- Contact Lentille cas devrait être vide, nettoyé, et rincé avec soins produits recommandé par votre professionnel des soins de la vue et séché à l'air entre chaque utilisation. utilisé.

Precision Technology Services Ltd

7-38 Cowansview Rd
Cambridge, ON N1R 7N3
info@ptsoptics.com

Version 1.3-13 PTS Mars 2025